



**DIAGNÓSTICOS Y ASESORIA  
TÉCNICA A EQUIPOS DE  
LABORATORIO**

## **Extracción de muestra para pruebas de uniformidad de contenido USP <905>.**



### **XTRACTR**

El uso de XTRACTR, es rápido, fácil, preciso y constante. Puede procesar muestras como tabletas, cápsulas, polvos, gránulos, geles, pastas, pastillas y supositorios.



[www.grupodatel.com.mx](http://www.grupodatel.com.mx)



5552862211 ó 5552118675



[info@grupodatel.com.mx](mailto:info@grupodatel.com.mx)



Av. Revolución No. 835 Int. 2 Col. Sta. María  
Nonoalco 03700 Benito Juárez, CDMX



Impresión de resultados



LCD  
40X4

Pantalla



Xtainer diferentes capacidades



10 estaciones



- El Xtractr , proporciona una solución eficiente para una extracción rápida, utilizando la pulverización a alta frecuencia.
- El sistema cuenta con 10 estaciones con alimentación individual.
- Motor capaz de invertir la dirección en caso de estancamiento de la muestra.
- Capacidad de almacenamiento de 10 métodos.
- Xtrainers color ámbar para muestras sensibles a la luz.
- Rango de agitación 1500 - 6000 rpm.
- Rango de temperatura 20 - 80 C.
- Alertas audiovisuales para indicar el estado del equipo.



250 mL



50 mL



500 mL

### Xtrainers transparentes y color ámbar

- Se recomiendan de un solo uso o máximo para 5 pruebas.
- Con hojas de acero inoxidable.
- Tapas roscadas de polipropileno.